



[MAQUET HATERUNGSARM FÜR NORMSCHIENE](#)

SKU: AQ052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Maquet Halterungsarm für Normschiene bietet eine stabile und präzise Befestigung medizinischer Geräte an standardisierten Schienensystemen. Das robuste Design gewährleistet eine sichere Positionierung und einfache Handhabung im klinischen Alltag.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet Haterungsarm für Normschiene** ist ein hochwertiges medizinisches Zubehör, das speziell für den Einsatz im OP-Bereich entwickelt wurde. Er dient zur sicheren Fixierung und Positionierung von chirurgischen Instrumenten und Geräten an Normschiene, die in modernen Operationssälen weit verbreitet sind.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Passend für alle gängigen Normschiene, was eine flexible Integration in bestehende OP-Systeme ermöglicht.
- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, die eine hohe Stabilität und Langlebigkeit garantieren.
- **Einfache Handhabung:** Der Haterungsarm lässt sich schnell und sicher an der Normschiene befestigen und justieren, was eine präzise Positionierung unterstützt.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für unterschiedliche chirurgische Anwendungen und ermöglicht die Befestigung verschiedener Instrumente und Halterungen.
- **Hygienisches Design:** Glatte Oberflächen und korrosionsbeständige Materialien erleichtern die Reinigung und



Sterilisation.

Anwendungsbereiche:

Der Maquet Haterungsarm wird vor allem in der Chirurgie eingesetzt, um eine stabile und sichere Fixierung von OP-Instrumenten zu gewährleisten. Er unterstützt Chirurgen dabei, Instrumente während der Operation optimal zu positionieren und somit einen reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen.

Technische Daten:

- Material: Hochwertiger Edelstahl oder medizinischer Stahl
- Kompatibilität: Normschiene gemäß DIN-Norm
- Oberflächenbeschaffenheit: Korrosionsbeständig, leicht zu reinigen
- Abmessungen: Standardlänge passend für gängige Normschienen

Zusammenfassend bietet der **Maquet Haterungsarm für Normschiene** eine zuverlässige, langlebige und einfach zu handhabende Lösung zur Instrumentenfixierung im medizinischen Umfeld. Seine Qualität und Vielseitigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Operationssaalausstattung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

