



MAQUET MEDAP
SEKRETBEHÄLTERVERSCHLUSS 57500390 3
LITER MIT VERSCHLUSS

SKU: Z122025

zzgl. [Versandkosten](#)

Maquet Medap Sekretbehälterverschluss 57500390 ist ein zuverlässiger Verschluss für 3-Liter-Sekretbehälter, der eine sichere Abdichtung gewährleistet und Kontaminationen verhindert. Das Produkt ist speziell für den Einsatz in medizinischen Absaugsystemen konzipiert und bietet eine einfache Handhabung bei höchster Hygiene.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet Medap Sekretbehälterverschluss 57500390** ist speziell entwickelt worden, um eine sichere und hygienische Handhabung von Sekretbehältern mit einem Fassungsvermögen von **3 Litern** zu gewährleisten. Dieses hochwertige Produkt erfüllt die hohen Anforderungen in medizinischen Einrichtungen, insbesondere in der Intensiv- und Notfallmedizin sowie in der Beatmungstherapie.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Passgenauer Verschluss:** Der Sekretbehälterverschluss ist exakt auf 3-Liter-Sekretbehälter abgestimmt und sorgt für eine dichte Abdichtung, um das Austreten von Sekret sicher zu verhindern.
- **Robustes Material:** Hergestellt aus widerstandsfähigem, biokompatiblem Kunststoff, der eine langlebige und zuverlässige Nutzung garantiert.
- **Einfache Handhabung:** Der Verschluss lässt sich leicht aufsetzen und wieder entfernen, was die Wartung und



Reinigung der Sekretbehälter erleichtert.

- **Hygienisch und sicher:** Verhindert Kontaminationen und schützt das Pflegepersonal vor dem direkten Kontakt mit infektiösen Sekreten.
- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für Maquet Medap Sekretbehälter, wodurch eine optimale Passform und Funktionalität sichergestellt wird.

Anwendungsbereiche:

Der Maquet Medap Sekretbehälterverschluss eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Intensivstationen
- Operationssälen
- Notfall- und Rettungsdiensten
- Beatmungstherapie
- Ambulanten Pflegeeinrichtungen

Technische Details:

- Volumen: 3 Liter
- Material: Hochwertiger medizinischer Kunststoff
- Farbe: Transparent bzw. entsprechend der Maquet Medap Standards
- Artikelnummer: 57500390

Mit dem Maquet Medap Sekretbehälterverschluss 57500390 erhalten Sie ein zuverlässiges und sicheres Produkt, das den hohen Anforderungen im medizinischen Alltag gerecht wird und zur effizienten Infektionsprävention beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

