



[MAQUET OP TISCH MAQUET 4747.00A0 - RÖNTGENLIEGE](#)

SKU: FT082025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Tisch & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet OP Tisch MAQUET 4747.00A0** ist eine hochwertige **Röntgenliege**, die speziell für den Einsatz in Operationssälen und radiologischen Untersuchungen konzipiert wurde. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine präzise Verarbeitung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Kompatibilität mit bildgebenden Verfahren aus.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Röntgendurchlässige Liegefläche:** Die Liegeplatte ist aus Materialien gefertigt, die eine optimale Durchlässigkeit für Röntgenstrahlen gewährleisten, wodurch hochauflösende und störungsfreie Bildgebung möglich ist.
- **Modulare Bauweise:** Ermöglicht die Anpassung an verschiedene chirurgische Anforderungen und erleichtert den Austausch von Komponenten.
- **Höhenverstellbarkeit:** Die Tischhöhe kann elektrisch stufenlos angepasst werden, um ergonomisches Arbeiten für das medizinische Personal zu ermöglichen.
- **Neigungsverstellbarkeit:** Der Tisch lässt sich in verschiedenen Winkeln kippen (Trendelenburg, Rückenlage etc.), um optimale Patientenpositionierungen zu gewährleisten.
- **Stabile Konstruktion:** Der OP-Tisch bietet eine hohe Tragfähigkeit und Standfestigkeit, was für die Sicherheit des Patienten während der Operation essenziell ist.
- **Kompatibilität:** Geeignet für verschiedene medizinische Geräte und Zubehör, wie z.B. chirurgische Armlehnen, Kopfstützen und Beinhalter.

Anwendungsbereiche:

Der Maquet OP Tisch 4747.00A0 ist ideal für chirurgische Eingriffe, bei denen simultane Röntgenbildgebung



erforderlich ist. Dank seiner röntgendurchlässigen Liegefläche eignet er sich insbesondere für:

- Orthopädische Operationen
- Gefäßchirurgie
- Interventionelle Radiologie
- Neurochirurgie
- Allgemein Chirurgie mit Bildgebung

Vorteile auf einen Blick:

- Ermöglicht präzise intraoperative Bildgebung durch hochwertige Röntgendurchlässigkeit
- Ergonomische Anpassungsmöglichkeiten für Personal und Patientenkomfort
- Robuste und langlebige Bauweise für den täglichen Klinikbetrieb
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank modularer Komponenten und Zubehör
- Einfache Reinigung und Desinfektion gemäß medizinischer Standards

Mit dem **Maquet OP Tisch MAQUET 4747.00A0** investieren Sie in ein zuverlässiges und technisch fortschrittliches Produkt, das höchste Ansprüche im medizinischen Umfeld erfüllt und die Sicherheit sowie den Komfort von Patienten und Personal gleichermaßen gewährleistet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

