



[MAQUET - OP TISCH TEIL - BEINHALTER - GEPOLSTERT](#)

SKU: JC032025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Tisch & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet OP-Tisch Teil - Beinhalter - gepolstert** ist ein hochwertiges, medizinisches Zubehör, das speziell für den Einsatz in modernen Operationssälen entwickelt wurde. Dieses Beinhalter-Teil eignet sich optimal zur sicheren und komfortablen Positionierung der unteren Extremitäten während chirurgischer Eingriffe.

Produktmerkmale:

- **Ergonomisches Design:** Der Beinhalter ist anatomisch geformt und bietet eine optimale Unterstützung des Beins, um eine stabile und sichere Positionierung während der Operation zu gewährleisten.
- **Hochwertige Polsterung:** Die weiche, dennoch formstabile Polsterung schützt die Haut und das Gewebe vor Druckstellen und sorgt für maximalen Patientkomfort.
- **Kompatibilität:** Der Beinhalter ist speziell für Maquet OP-Tische konzipiert und lässt sich schnell und sicher am Tisch befestigen sowie individuell anpassen.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus langlebigen, leicht zu reinigenden Materialien, die den strengen hygienischen Anforderungen im OP gerecht werden.
- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für verschiedene chirurgische Fachrichtungen, insbesondere bei Eingriffen an den unteren Extremitäten, Gynäkologie und Urologie.

Anwendungshinweise:

Der gepolsterte Beinhalter wird vor Beginn der Operation am OP-Tisch montiert. Durch die flexible Verstellbarkeit lässt sich die Beinposition individuell an den jeweiligen Eingriff und die Patientenbedürfnisse anpassen. Die Polsterung sollte regelmäßig auf Unversehrtheit geprüft und nach Gebrauch gemäß den Hygienevorschriften sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden.



Dank seiner robusten Bauweise und der komfortablen Polsterung ist der Maquet OP-Tisch Teil - Beinhalter - gepolstert eine verlässliche Komponente zur Gewährleistung einer sicheren Patientenlagerung und zur Optimierung des chirurgischen Arbeitsumfelds.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

