




[MARTIN ME 411 ME411](#)

SKU: HH042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Martin ME 411 ist ein leistungsstarkes medizinisches Gerät, das präzise Diagnosen unterstützt und durch seine benutzerfreundliche Handhabung überzeugt. Es bietet zuverlässige Ergebnisse und ist ideal für den Einsatz in klinischen und ambulanten Einrichtungen.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Martin ME 411** ist ein hochwertiges medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in der klinischen Diagnostik und Therapie entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine Präzision, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliche Handhabung aus, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in modernen medizinischen Einrichtungen macht.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hohe Messgenauigkeit:** Das ME 411 gewährleistet präzise und reproduzierbare Ergebnisse, die für eine fundierte Diagnosestellung unerlässlich sind.
- **Robuste Bauweise:** Das Gerät ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und Beständigkeit gegenüber häufigem Gebrauch garantieren.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche und übersichtliche Bedienelemente ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Einsatz auch unter Zeitdruck.
- **Vielfältige Anwendungsbereiche:** Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Fachgebieten, darunter Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie und mehr.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und ergonomisch gestaltete Gerät erleichtert den Transport und die



Handhabung im klinischen Alltag.

Anwendungsgebiete:

Das Martin ME 411 eignet sich ideal für:

- Diagnostische Verfahren zur Erfassung physiologischer Parameter
- Therapeutische Interventionen, die präzise Messungen erfordern
- Kontinuierliche Patientenüberwachung in stationären und ambulanten Einrichtungen
- Forschung und Entwicklung in medizinischen Laboren

Qualitäts- und Sicherheitsstandards:

Das ME 411 erfüllt sämtliche relevanten internationalen Normen und Standards für medizinische Geräte, darunter ISO 13485 sowie CE-Kennzeichnung. Dadurch wird höchste Sicherheit für Patienten und Anwender gewährleistet.

Fazit:

Mit dem **Martin ME 411** erhalten medizinische Fachkräfte ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie exzellente Ergebnisse liefert. Die Kombination aus innovativer Technik, einfacher Bedienbarkeit und robustem Design macht das ME 411 zu einer wertvollen Investition für jede medizinische Einrichtung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

