



MASIMO SET RADICAL 7 BEDIENTEIL SIGNALEXTRAKTION PULS CO-OXIMETER PATIENTENMONITOR

SKU: HE102025

zzgl. [Versandkosten](#)

Masimo Set Radical 7 Bedienteil ist ein hochpräzises Modul zur Signalextraktion für das Puls CO-Oximeter Radical 7, das eine zuverlässige Überwachung der Sauerstoffsättigung und weiterer Vitalparameter ermöglicht. Es gewährleistet eine schnelle, genaue Datenerfassung und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der effizienten Patientenüberwachung.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Masimo Set für das Radical-7 Bedienteil** ist ein hochwertiges, medizinisches Zubehör, das speziell für die Verwendung mit dem **Radical-7 Patientenmonitor** entwickelt wurde. Dieses Set umfasst die Signalextraktionseinheit, die essenziell für die präzise Erfassung und Verarbeitung physiologischer Messdaten ist, insbesondere im Bereich der Pulsoximetrie und CO-Oximetrie.

Mit dem Radical-7 Bedienteil wird eine umfassende und zuverlässige Überwachung von Patienten ermöglicht. Durch die innovative **Signalextraktionstechnologie** von Masimo profitieren Anwender von einer erstklassigen Messgenauigkeit, selbst unter schwierigen klinischen Bedingungen wie Bewegung oder niedriger Peripheriedurchblutung.

Wesentliche Merkmale und Vorteile des Masimo Set Radical-7 Bedienteil:



- **Präzise Pulsoximetrie:** Kontinuierliche Messung der Sauerstoffsättigung (SpO₂) mit hoher Genauigkeit.
- **CO-Oximetrie-Funktion:** Erfassung von Hämoglobinvarianten wie Carboxyhämoglobin (COHb) und Methämoglobin (MetHb) für eine erweiterte Patientenüberwachung.
- **Signalextraktionstechnologie (SET):** Minimiert Artefakte durch Bewegungen und Umgebungslicht, sorgt für zuverlässige Messwerte.
- **Einfache Integration:** Kompatibel mit dem Radical-7 Patientenmonitor und nahtlose Einbindung in bestehende Überwachungssysteme.
- **Langlebigkeit und Hygiene:** Robustes Design und einfache Reinigung für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen.

Das Masimo Set Radical-7 Bedienteil ist somit ein unverzichtbares Instrument für Kliniken, Intensivstationen und Notfalleinrichtungen, die auf präzise und zuverlässige Überwachungstechnologie angewiesen sind. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Patientensicherheit zu erhöhen.

Technische Spezifikationen und Kompatibilität:

- Kompatibel mit Masimo Radical-7 Monitoren
- Unterstützt mehrere Messparameter inklusive SpO₂, Pulsfrequenz, COHb und MetHb
- Modernste Signalverarbeitung für optimale Datenqualität
- Schnelle Ansprechzeit und kontinuierliche Messung

Investieren Sie in das Masimo Set Radical-7 Bedienteil, um die Qualität Ihrer Patientenüberwachung zu optimieren und eine sichere, effiziente Versorgung zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

