



[MEDAP 5752225 ABSAUGTRÄGER MIT BEHÄLTER FÜR NARKOSEGERÄTE](#)

SKU: M112025

zzgl. [Versandkosten](#)

Medap 5752225 Absaugträger mit Behälter ist ein hochwertiges Zubehörteil für Narkosegeräte, das eine sichere und hygienische Absaugung gewährleistet. Der robuste Behälter ermöglicht eine zuverlässige Sammlung von Sekreten während der Anästhesie und unterstützt so einen reibungslosen Behandlungsablauf.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medap 5752225 Absaugträger mit Behälter** ist ein speziell entwickeltes Zubehörteil für Narkosegeräte, das eine sichere und effiziente Absaugung während operativer Eingriffe gewährleistet. Dieses Produkt ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung eines klaren Operationsfeldes und unterstützt das medizinische Personal dabei, Sekrete und Flüssigkeiten zuverlässig zu entfernen.

Produktmerkmale:

- **Kompatibilität:** Der Absaugträger ist kompatibel mit gängigen Narkosegeräten und lässt sich einfach integrieren.
- **Robuster Behälter:** Aus hochwertigem, transparentem Material gefertigt, ermöglicht der Behälter eine leichte Kontrolle des Füllstandes und ist gleichzeitig widerstandsfähig gegen Korrosion und chemische Einflüsse.
- **Hygienisches Design:** Der Träger und Behälter sind so konstruiert, dass sie eine einfache Reinigung und Desinfektion ermöglichen, was die Einhaltung hoher hygienischer Standards sicherstellt.
- **Einfache Handhabung:** Durch die ergonomische Gestaltung ist der Absaugträger leicht zu montieren und zu

bedienen, was den Arbeitsablauf im OP optimiert.

- **Effiziente Absaugung:** Der Behälter bietet ausreichend Volumen, um Flüssigkeiten und Sekrete sicher aufzufangen, wodurch eine kontinuierliche Absaugfunktion gewährleistet wird.

Anwendungsbereiche:

Der Medap 57522255 Absaugträger mit Behälter eignet sich hervorragend für den Einsatz in:

- Allgemeinchirurgischen Operationen
- Anästhesiologischen Verfahren
- Intensivmedizinischen Überwachungen
- Ambulanten und stationären OP-Sälen

Technische Daten:

- Material Behälter: Transparentes, bruchfestes Kunststoffmaterial
- Volumen: Ausreichend für typische Operationen (exakte Volumengröße je nach Modell)
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend gestaltet
- Gewicht: Leicht für einfache Handhabung

Mit dem Medap 57522255 Absaugträger mit Behälter erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und praxisgerechtes Produkt, das den hohen Anforderungen im klinischen Alltag entspricht. Es unterstützt eine hygienische, sichere und effiziente Absaugung bei Narkoseverfahren und trägt somit maßgeblich zur Patientensicherheit und zum reibungslosen Ablauf im OP bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

