



[MEDAP P130 P 130 CHIRURGIESAUGER ABSAUGGERÄT](#)

SKU: CN062025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medap P130 P 130 Chirurgiesauger** ist ein hochwertiges Absauggerät, das speziell für den Einsatz in chirurgischen und medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Mit seiner zuverlässigen und leistungsstarken Technologie unterstützt dieses Gerät medizinisches Personal bei der effizienten und sicheren Absaugung von Flüssigkeiten, Sekreten und anderen unerwünschten Substanzen während operativer Eingriffe oder medizinischer Behandlungen.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarker Motor:** Der Medap P130 verfügt über einen robusten und langlebigen Motor, der eine konstant hohe Absaugleistung gewährleistet.
- **Regulierbare Saugleistung:** Die Saugleistung lässt sich präzise einstellen, um den individuellen Anforderungen verschiedener Eingriffe gerecht zu werden.
- **Mobilität:** Dank seines kompakten und leichten Designs ist der Chirurgiesauger einfach zu transportieren und flexibel einsetzbar.
- **Geräuscharmer Betrieb:** Der Medap P130 arbeitet besonders leise, was den Einsatz in sensiblen Umgebungen wie OP-Sälen erleichtert.
- **Hygienisches Design:** Die Bauweise ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion, um höchste Hygienestandards zu erfüllen.
- **Zubehör:** Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Absaugbehältern und Schläuchen, die individuell angepasst werden können.

Anwendungsbereiche:



Der Medap P130 Chirurgiesauger eignet sich ideal für den Einsatz in folgenden Bereichen:

- Chirurgische Operationen
- Notfall- und Intensivmedizin
- Zahnmedizinische Behandlungen
- Ambulante und stationäre Pflege
- HNO-Heilkunde und andere medizinische Fachbereiche

Vorteile auf einen Blick:

- Zuverlässige Absaugung bei verschiedenen medizinischen Anwendungen
- Einfache Handhabung durch übersichtliches Bedienfeld
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz
- Kompatibel mit gängigen Absaugkomponenten
- Optimale Hygiene dank leicht zu reinigender Oberflächen

Mit dem **Medap P130 P 130 Chirurgiesauger** erhalten medizinische Einrichtungen ein bewährtes und leistungsfähiges Absauggerät, das den hohen Anforderungen moderner Medizin gerecht wird und einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit sowie zur Unterstützung des medizinischen Personals leistet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

