



## MEDAP P7010 FAHRBARER SEKRETTSAUGER

**SKU:** FQ022026

zzgl. [Versandkosten](#)

v\:\* {behavior:url(#default#VML);}  
o\:\* {behavior:url(#default#VML);}  
w\:\* {behavior:url(#default#VML);}  
.shape {behavior:url(#default#VML);}

14.00

Normal

0

false

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

*/\* Style Definitions \*/*

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;



mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}

- Für Klinik Pflegeheime, Arztpraxen  
und Trachealkanülenträger zum Heimgebrauch
- mit Saugsatz 1,0l
- Überlaufschutz
- Bakterienfilter
- Vakuummeter
- Regulierventil

v\:\* {behavior:url(#default#VML);}  
o\:\* {behavior:url(#default#VML);}  
w\:\* {behavior:url(#default#VML);}  
.shape {behavior:url(#default#VML);}

14.00

Normal

0

false

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE



```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Normale Tabelle";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}
```

[Empfehlenswertes Zubehör](#)

[Fahrgestell](#)

[Halter für Geräteschiene](#)

14.00

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE



```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Normale Tabelle";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}
```

Vakuum: -0,8 bis 0 bar

Saugleistung: 14l / min

Gewicht: ca. 4,3kg

Maße: 44 x 25 x 23 cm

Spannung: 230 V 50 Hz

**Vollfunktionsfähig**  
**Im guten gebrauchten Zustand**  
**Artikel-Standort. Hamburg**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



---

**Categories:** [Absaugpumpen](#)



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

