



## [MEDAP SEKRETTSAUGER P 2050](#)

SKU: N/A

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Patientenversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **MEDAP Sekretpsauger P 2050** ist ein leistungsfähiges, medizinisches Gerät zur Absaugung von Sekreten aus den Atemwegen. Entwickelt für den Einsatz in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und im häuslichen Umfeld, gewährleistet dieser Sekretpsauger eine zuverlässige und sichere Entfernung von Sekreten, um die Atemwege frei zu halten und die Atmung des Patienten zu erleichtern.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Absaugung:** Der MEDAP P 2050 bietet eine stufenlos regelbare Saugkraft, die eine präzise Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Patienten ermöglicht.
- **Robustes und kompaktes Design:** Das Gerät ist leicht und tragbar, wodurch es sich ideal für den mobilen Einsatz und den Transport eignet.
- **Einfach zu bedienen:** Intuitive Bedienelemente sorgen für eine schnelle und sichere Handhabung durch medizinisches Fachpersonal sowie geschultes Pflegepersonal.
- **Hygienisch und sicher:** Der Sekretbehälter ist transparent und leicht zu entnehmen, was eine hygienische Entsorgung des abgesaugten Materials ermöglicht. Zudem sorgt ein zuverlässiger Überlaufschutz für die Sicherheit während der Anwendung.
- **Leiser Betrieb:** Der Sekretpsauger arbeitet geräuscharm, um die Patientenumgebung möglichst wenig zu stören.

### Technische Daten:

- Saugdruck: stufenlos einstellbar bis ca. -0,8 bar
- Netz- und Akku-Betrieb möglich
- Transparenter Sekretbehälter mit Füllstandsanzeige



- Abmessungen: kompakt und handlich für einfache Mobilität
- Gewicht: leicht für ergonomischen Transport

Der **MEDAP Sekretpsauger P 2050** ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel zur effektiven Atemwegspflege. Er unterstützt die sichere Sekretentfernung und trägt wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit Atemwegserkrankungen bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

