



[MEDELA 200.5718 THOPAZ PLUS DIGITAL DRAINAGE SYSTEM](#)

SKU: FO082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Medela 200.5718 Thopaz Plus Digital Drainage System** ist ein innovatives, elektronisches Gerät zur postoperativen Thoraxdrainage und Wundmanagement. Es wurde speziell entwickelt, um eine präzise, sichere und komfortable Drainage von Luft und Flüssigkeiten aus dem Brustkorb zu ermöglichen, was die Genesung von Patienten nach thorakalen oder kardialen Eingriffen erheblich unterstützt.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Digitale Druckkontrolle:** Das System ermöglicht eine genaue Einstellung und Überwachung des Sogdrucks, um eine optimale Drainage zu gewährleisten und Komplikationen zu minimieren.
- **Mobilität und Benutzerfreundlichkeit:** Dank des leichten und tragbaren Designs können Patienten sich freier bewegen, was die Rehabilitation fördert.
- **Automatische Luftleckdetektion:** Die integrierte Sensortechnologie erkennt und quantifiziert Luftlecks präzise, was Ärzten und Pflegepersonal eine schnelle und gezielte Reaktion ermöglicht.
- **Kontinuierliche Datenerfassung:** Das Gerät speichert alle relevanten Drainagedaten, die für die Dokumentation und den Therapieerfolg wichtig sind. Eine einfache Datenübertragung unterstützt die klinische Nachverfolgung.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Das digitale Display bietet eine klare und übersichtliche Darstellung aller Parameter und Statusanzeigen, erleichtert die Bedienung und reduziert Fehlerquellen.
- **Hygienisches Design:** Das System ist leicht zu reinigen und sterilisationstauglich, was höchste hygienische Standards im klinischen Umfeld gewährleistet.

Anwendungsbereiche:



- Postoperative Thoraxdrainage nach Lungen- oder Herzoperationen
- Behandlung von Pneumothorax und Pleuraergüssen
- Wundmanagement bei komplexen thorakalen Eingriffen
- Langzeitdrainage in der ambulanten und stationären Versorgung

Technische Spezifikationen:

- Messgenauigkeit des Sogdrucks: ± 1 cmH₂O
- Sogdruckbereich: individuell einstellbar
- Batteriebetrieb mit hoher Laufzeit für mobile Nutzung
- Gewicht: leicht und kompakt für einfachen Transport
- Integrierte Alarmfunktionen bei Fehlfunktionen oder kritischen Werten

Das **Medela Thopaz Plus Digital Drainage System** stellt somit eine hochmoderne Lösung für die sichere und effektive Thoraxdrainage dar. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal durch präzise Kontrolle und Überwachung, während es Patienten durch seine Mobilität und Benutzerfreundlichkeit eine verbesserte Lebensqualität während der Therapie ermöglicht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

