



MEDELA BASSIC 30 ABSAUGER AUF FAHRBAREM GESTELL

SKU: A102021-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Medela Basic 30 Absauger auf fahrbarem Gestell bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Absaugung für den klinischen Einsatz. Das kompakte Design gewährleistet Mobilität und einfache Handhabung bei der Patientenversorgung.



Categories: [Absaugpumpen](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medela Basic 30 Absauger** auf fahrbarem Gestell ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges medizinisches Gerät, das speziell für die Absaugung von Sekreten in klinischen und ambulanten Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Absauggerät unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der effizienten und sicheren Behandlung von Patienten mit Atemwegsproblemen.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarker Vakuummotor:** Der Basic 30 bietet eine regelbare Absaugstärke bis zu 30 l/min, wodurch eine effektive Sekretentfernung gewährleistet wird.
- **Präzise Druckregulierung:** Die Vakuumstärke lässt sich stufenlos einstellen, um eine optimale Anpassung an die individuellen Patientenbedürfnisse zu ermöglichen.
- **Robustes und mobiles Design:** Das fahrbare Gestell sorgt für einfache Transportierbarkeit innerhalb medizinischer Einrichtungen und gewährleistet eine stabile Geräteposition während der Anwendung.
- **Großes Auffangvolumen:** Das integrierte Sekretaufsystem mit leicht entnehmbaren Behältern erleichtert die hygienische Entsorgung von abgesaugtem Material.

- **Leiser Betrieb:** Dank modernster Motorentechnologie arbeitet der Basic 30 besonders geräuscharm, was den Patientenkomfort erhöht.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienfelder und klare Anzeigen ermöglichen eine einfache Handhabung auch unter Zeitdruck.

Anwendungsgebiete:

- Absaugung von Atemwegssekreten bei Patienten mit eingeschränkter Hustenfunktion
- Unterstützung bei der Atemwegspflege in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten
- Postoperative Pflege zur Vermeidung von Sekretansammlungen
- Notfallmedizinische Absaugung zur Sicherung der Atemwege

Qualität und Sicherheit:

Der Medela Basic 30 entspricht den geltenden medizinischen Normen und Standards. Das Gerät ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, was eine hohe Hygiene und Patientensicherheit gewährleistet. Zudem ist das Absaugsystem mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die einen Überdruck verhindern und somit das Risiko von Gewebeschäden minimieren.

Mit dem Medela Basic 30 Absauger auf fahrbarem Gestell erhalten Sie ein robustes, effizientes und anwenderfreundliches Gerät, das sich durch seine Mobilität und Leistungsfähigkeit ideal für den Einsatz in verschiedenen medizinischen Bereichen eignet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.
Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.
Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

