



MEDELA DOMINANT 50 PUMP - ABSAUGER

SKU: N/A

~~2.555,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Neonatologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Medela Dominant 50 ist ein elektrischer Absauggerät, das häufig in der medizinischen Praxis, insbesondere in der Geburtshilfe und Neonatologie, eingesetzt wird. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Medela Dominant 50:

1. **Leistungsstark:** Die Dominant 50 bietet eine hohe Saugkraft, die es ermöglicht, sowohl Kolostrum als auch Milch effizient abzusaugen. Sie ist für den Einsatz bei Müttern gedacht, die ihre Milchproduktion unterstützen oder aufrechterhalten möchten.
2. **Einstellbare Saugstärke:** Das Gerät verfügt über eine einstellbare Saugstärke, sodass Benutzer die Intensität an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienung des Geräts ist einfach und intuitiv gestaltet, was eine schnelle Handhabung ermöglicht. Oft sind die Bedienelemente klar gekennzeichnet und leicht zugänglich.
4. **Mobilität:** Die Medela Dominant 50 ist in der Regel kompakt und tragbar, was sie ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht.
5. **Hygiene:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist, um höchste Hygienestandards zu gewährleisten.
6. **Zubehör:** Es gibt verschiedene Zubehörteile wie Flaschen, Brusthauben und Schlauchsysteme, die mit dem Absauggerät verwendet werden können, um die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
7. **Anwendung:** Neben der Verwendung durch stillende Mütter kann das Gerät auch zur Behandlung von bestimmten medizinischen Bedingungen eingesetzt werden, bei denen das Absaugen von Flüssigkeiten erforderlich ist.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

