



[MEDELA DOMINAT 50 - 600.5701 – ABSAUGER – FAHRBAR](#)

SKU: EL082024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Medela Dominat 50 - 600.5701 ist ein fahrbarer Absauger, der sich durch hohe Zuverlässigkeit und effiziente Absaugleistung auszeichnet. Er eignet sich ideal für den mobilen Einsatz in medizinischen Einrichtungen und gewährleistet eine schonende sowie effektive Sekretentfernung.



Categories: [Milchpumpe](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Medela Dominant 50 ist eine Milchpumpe, die häufig in der Stillberatung und in der Neonatologie eingesetzt wird. Sie ist bekannt für ihre Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Die Modellnummer 600.5701 bezieht sich auf eine spezifische Version oder Konfiguration des Geräts.

Einige Merkmale der Medela Dominant 50 könnten Folgendes umfassen:

- **Doppelte Pumpfunktion:** Ermöglicht das gleichzeitige Abpumpen von beiden Brüsten, was die Effizienz erhöht.
- **Einstellbare Saugstärke:** Benutzer können die Saugstärke anpassen, um den Komfort zu maximieren.
- **Tragbarkeit:** Oft sind diese Geräte so konzipiert, dass sie leicht transportiert werden können.
- **Einfache Reinigung:** Viele Teile sind abnehmbar und spülmaschinenfest.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

