



[MEDELA THOPAZ 200.2219 PUMP SUCTION THORAX DRAINAGE MIT LADEKABEL](#)

SKU: FK082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Notfallversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **MEDELA Thopaz 200.2219** ist ein hochmodernes, elektronisches System zur Thoraxdrainage und -saugung, das speziell für den Einsatz in der postoperativen Thoraxchirurgie, Pneumologie und Notfallmedizin entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine effiziente, sichere und patientenorientierte Drainage von Luft, Flüssigkeiten oder Blut aus dem Pleuraspalt.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Elektronische Saugkontrolle:** Das Thopaz 200.2219 ermöglicht eine präzise und konstante Saugdruckregelung, was zu einer verbesserten Wundheilung und einem schnelleren Genesungsprozess beiträgt.
- **Mobiles und kompaktes Design:** Das leichte Gerät erlaubt eine einfache Handhabung und Mobilität, sodass Patienten auch während der Therapie möglichst beweglich bleiben können.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Ein gut ablesbares Display mit klaren Symbolen unterstützt medizinisches Personal bei der Überwachung und Anpassung der Therapieparameter.
- **Sicherheit und Zuverlässigkeit:** Das System verfügt über eingebaute Alarmer und Sicherheitsfunktionen, die bei kritischen Zuständen frühzeitig warnen und somit das Risiko von Komplikationen minimieren.
- **Ladekabel inklusive:** Das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel gewährleistet eine flexible und unkomplizierte Stromversorgung, sodass das Gerät jederzeit einsatzbereit ist.

Anwendungsbereiche:

Das MEDELA Thopaz 200.2219 wird eingesetzt bei:



- Postoperativer Drainage nach Thoraxoperationen
- Behandlung von Pneumothorax und Pleuraergüssen
- Akuten und chronischen Thoraxverletzungen
- Klinischen Situationen, in denen eine kontrollierte und kontinuierliche Thoraxdrainage erforderlich ist

Technische Details:

- Saugdruckbereich: individuell einstellbar für optimale Therapie
- Display: Übersichtliche Anzeige von Druckwerten, Drainagevolumen und Batteriestatus
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterie mit beiliegendem Ladekabel
- Abmessungen: Kompakt und ergonomisch für den mobilen Einsatz

Zusammenfassend bietet das **MEDELA Thopaz 200.2219 Pump Suction Thorax Drainage** eine innovative Lösung für die sichere und effiziente Thoraxdrainage. Es unterstützt medizinisches Personal dabei, die Therapie individuell anzupassen und Patienten eine schnelle und komfortable Genesung zu ermöglichen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

