



[MEDELA VARIO 18 UNIVERSAL- ABSAUGPUMPE OHNE BEHÄLTER](#)

SKU: BE042026

zzgl. [Versandkosten](#)

Medela Vario 18 Universal-Absaugpumpe ohne Behälter ist eine leistungsstarke und zuverlässige Pumpe zur sanften Absaugung von Flüssigkeiten in medizinischen Anwendungen. Sie überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und einfache Bedienung, wodurch sie flexibel und effizient in verschiedenen Einsatzbereichen eingesetzt werden kann.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Medela Vario 18 Universal-Absaugpumpe ohne Behälter** ist eine leistungsstarke und vielseitige Absaugpumpe, die speziell für den professionellen medizinischen Einsatz konzipiert wurde. Sie bietet eine effiziente und hygienische Lösung zur Absaugung von Sekreten aus den Atemwegen bei Patienten verschiedener Altersgruppen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Absaugung:** Die Vario 18 ermöglicht eine kontinuierliche und zuverlässige Absaugung mit einer Saugleistung von bis zu 18 l/min, was eine schnelle und effektive Entfernung von Sekreten sicherstellt.
- **Universalanschluss:** Durch den universellen Anschluss ist die Pumpe kompatibel mit einer Vielzahl von Absaugbehältern und Zubehöerteilen, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen ermöglicht.
- **Stufenlose Saugstärkeregelung:** Die einfache und präzise Einstellung der Saugkraft erlaubt eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten und die jeweilige klinische Situation.



- **Robustes und kompaktes Design:** Die Vario 18 ist leicht zu transportieren und platzsparend, was sie ideal für den Einsatz in Klinik, Rettungsdienst oder häuslicher Pflege macht.
- **Einfache Bedienung und Reinigung:** Die intuitive Handhabung reduziert den Schulungsaufwand, und das wartungsarme Design sorgt für eine lange Lebensdauer.

Anwendungsgebiete:

- Absaugung von Sekreten aus den oberen und unteren Atemwegen
- Unterstützung bei der Atemwegspflege in der Intensivmedizin
- Notfallmedizinische Einsätze
- Postoperative Pflege und Langzeitbeatmung

Bitte beachten Sie, dass die **Medela Vario 18 Universal-Absaugpumpe** ohne Absaugbehälter geliefert wird, sodass Sie den passenden Behälter entsprechend Ihrer Anforderungen separat auswählen können. Dies bietet Ihnen maximale Flexibilität bei der Zusammenstellung Ihres Absaugsystems.

Mit der Medela Vario 18 erhalten Sie eine zuverlässige, vielseitige und benutzerfreundliche Absaugpumpe, die hohen medizinischen Anforderungen gerecht wird und zur sicheren Atemwegspflege beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

