



## [MEDFUSION 3500 SPRITZENPUMPE](#)

SKU: EW012026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Patientenversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Medfusion® 3500** von Smiths Medical (jetzt ICU Medical) ist eine **tragbare, volumetrische Spritzenpumpe, die für die hochpräzise Verabreichung kleiner Medikamentendosen in der klinischen Akut- und Intensivmedizin entwickelt wurde**. Sie ist besonders für die Neonatologie, Pädiatrie und Anästhesie geeignet, da sie Flussraten ab 0,01 ml/h unterstützt.

Technische Spezifikationen

Die Pumpe zeichnet sich durch ihre Genauigkeit und ihr kompaktes Design aus:

- **Flussrate:** Einstellbar von **0,01 ml/h bis zu 1130 ml/h** (abhängig von der Spritzengröße).
- **Genauigkeit:** Nominal  $\pm 2\%$  (exklusive Spritzenvariationen).
- **Spritzenkompatibilität:** Erkennt automatisch Größen von **1 ml bis 60 ml** gängiger Hersteller.
- **Abmessungen:** 27 cm x 13 cm x 14 cm; Gewicht ca. **1,7 kg**.
- **Energieversorgung:** Interner Akku mit einer Laufzeit von bis zu **10 Stunden** (bei 5 ml/h).
- **MRT-Eignung:** Das Gerät ist für den Einsatz in MRT-Räumen bis zu einer Feldstärke von 150 Gauss getestet.

Funktionen & Sicherheit

- **Beatnungsmodi:** Unterstützt unter anderem kontinuierliche Infusion, Massenberechnung, körperrgewichtsadaptierte Dosierung und Bolus-Gaben.
- **PharmGuard™ Software:** Ermöglicht die Programmierung von Sicherheitslimits (Drug Library), um Dosierungsfehler zu vermeiden.
- **Drucküberwachung:** Nutzt intelligente Sensoren zur schnellen Erkennung von Okklusionen (Verschlüssen) im Infusionssystem.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

