



## [MEDI CAPTURE MEDICAP USB 300 - USB300](#) [MEDICAL VIDEO RECORDER](#)

**SKU:** IB082025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medi Capture MediCap USB 300 - USB300 Medical Video Recorder** ist ein hochmodernes, tragbares Aufnahmegerät, das speziell für den medizinischen Einsatz entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht die einfache und zuverlässige Erfassung von hochwertigen Video- und Bilddaten aus endoskopischen, chirurgischen und anderen medizinischen Bildgebungssystemen.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hohe Kompatibilität:** Der MediCap USB300 ist mit nahezu allen endoskopischen und chirurgischen Bildgebungssystemen kompatibel und unterstützt verschiedene Videoeingangsformate wie HDMI, DVI, VGA, Composite und S-Video.
- **Hohe Videoqualität:** Das Gerät zeichnet Videos in Full-HD-Auflösung (1080p) auf, was eine klare und detailreiche Darstellung der Untersuchungen sicherstellt und somit eine präzise Dokumentation und Analyse ermöglicht.
- **Einfache Bedienung:** Dank Plug-and-Play-Funktionalität ist keine zusätzliche Softwareinstallation notwendig. Das Gerät wird direkt über USB an den Computer angeschlossen und kann sofort genutzt werden.
- **Speicherung und Dateimanagement:** Aufnahmen werden in gängigen Formaten (z.B. AVI, MP4) gespeichert, was die Weiterverarbeitung, Archivierung und den Datenaustausch erheblich erleichtert.
- **Portabilität:** Das kompakte und leichte Design ermöglicht den flexiblen Einsatz in verschiedenen medizinischen Umgebungen, sei es im OP, in der Endoskopie oder in der ambulanten Praxis.
- **Zuverlässigkeit und Sicherheit:** Der MediCap USB300 ist nach medizinischen Standards konzipiert und gewährleistet eine stabile und sichere Datenaufnahme ohne Qualitätsverlust.

### Anwendungsbereiche:



- Endoskopische Untersuchungen
- Chirurgische Dokumentation und Schulung
- Ambulante Diagnostik
- Telemedizinische Übertragungen
- Forschung und medizinische Lehre

#### **Technische Spezifikationen (Auszug):**

- Videoeingänge: HDMI, DVI, VGA, Composite, S-Video
- Videoauflösung: Bis zu 1080p (Full HD)
- Videoaufnahmeformate: AVI, MP4
- Schnittstelle: USB 2.0 / USB 3.0 kompatibel
- Stromversorgung: Über USB
- Abmessungen: Kompakt und leicht, ideal für mobilen Einsatz

Der **Medi Capture MediCap USB 300 - USB300 Medical Video Recorder** ist somit eine zuverlässige Lösung zur professionellen Videoaufzeichnung im medizinischen Bereich, die durch Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit und exzellente Bildqualität überzeugt. Er unterstützt medizinische Fachkräfte dabei, Untersuchungen präzise zu dokumentieren, Schulungen effektiv durchzuführen und Patientenbehandlungen optimal zu begleiten.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

