



## **MEDICAP USB170 USB 170 VIDEO IMAGE CAPTURE**

**SKU:** CG032025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#), [Video-Drucker und -Recorder](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der MediCap USB170 ist ein medizinisches Bildaufnahmegerät, das speziell für die Erfassung von Standbildern aus verschiedenen medizinischen Videoquellen entwickelt wurde. Obwohl es sich um ein älteres Modell handelt, das inzwischen als "End of Life" (EOL) eingestuft wurde, ist es aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit weiterhin in vielen medizinischen Einrichtungen im Einsatz.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

