



[MEDICAP USB200 USB 200 VIDEO IMAGE CAPTURE](#)

SKU: J092025

zzgl. [Versandkosten](#)

MediCap USB200 ist ein hochauflösender Video-Image-Capture-Adapter, der eine nahtlose Verbindung zwischen medizinischen Bildgebungsgeräten und Computern ermöglicht. Mit seiner zuverlässigen USB 2.0 Schnittstelle gewährleistet er eine stabile und qualitativ hochwertige Übertragung von medizinischen Videoaufnahmen für Diagnose und Dokumentation.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **MediCap USB200 Video Image Capture** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät zur digitalen Erfassung und Verarbeitung von Video- und Bilddaten aus verschiedenen medizinischen Endoskopen und Bildgebungsquellen. Dieses kompakte und vielseitige System ermöglicht eine effiziente Integration in klinische Arbeitsabläufe und unterstützt Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal bei der präzisen Dokumentation und Analyse von Untersuchungen.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Hohe Kompatibilität:** Unterstützt eine Vielzahl von Videoformaten und Signalquellen, inklusive analoger und digitaler Endoskope.
- **USB 2.0 Schnittstelle:** Gewährleistet eine schnelle und stabile Datenübertragung direkt an den PC oder Laptop, ohne zusätzliche Stromversorgung.



- **Echtzeit-Videoaufnahme:** Ermöglicht die simultane Erfassung und Speicherung von hochauflösenden Videos und Standbildern während medizinischer Untersuchungen.
- **Benutzerfreundliche Software:** Inklusive intuitiver Software zur Steuerung der Aufnahme, Bearbeitung und Archivierung der Bild- und Videodaten.
- **Kompaktes Design:** Platzsparend und mobil einsetzbar, ideal für den Einsatz in verschiedenen medizinischen Umgebungen.

Anwendungsbereiche:

- Endoskopie (Gastroenterologie, HNO, Urologie, Gynäkologie)
- Chirurgische Dokumentation
- Medizinische Ausbildung und Präsentationen
- Telemedizinische Anwendungen und Konsultationen

Vorteile des MediCap USB200 Video Image Capture:

- Verbesserte Dokumentation durch hochqualitative Video- und Bildaufnahmen.
- Erleichterte Nachbearbeitung und Weitergabe der Daten dank kompatibler Softwarelösungen.
- Erhöhte Effizienz im klinischen Alltag durch schnelle und einfache Integration.
- Zuverlässige und langlebige Hardware für den dauerhaften Einsatz in der medizinischen Praxis.

Das **MediCap USB200** stellt somit eine professionelle Lösung für die digitale Bild- und Videoerfassung in der Medizin dar und unterstützt medizinisches Personal dabei, Diagnosen sicherer und Dokumentationen präziser zu gestalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

