




[MEDIFA MAT 5000 REF - 501020 - OP-TISCH FAHRBAR -LIEGE](#)

SKU: BZ052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Medifa Mat 5000 Ref - 501020 ist ein fahrbarer OP-Tisch mit hochwertiger Liegefläche, der optimale Stabilität und Flexibilität im Operationssaal gewährleistet. Das ergonomische Design ermöglicht eine präzise Positionierung des Patienten und unterstützt so effiziente chirurgische Abläufe.



Categories: [OP Tischplatte](#), [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medifa Mat 5000 Ref - 501020** ist ein hochwertiger, fahrbarer OP-Tisch, der speziell für den Einsatz in modernen Operationssälen konzipiert wurde. Er bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Stabilität und Mobilität, um chirurgische Eingriffe verschiedenster Art effizient und sicher zu unterstützen.

Produktmerkmale:

- **Fahrbarkeit:** Der OP-Tisch ist mit hochwertigen, leichtläufigen Rollen ausgestattet, die eine mühelose Positionierung und Verlagerung im OP-Saal ermöglichen. Die Rollen verfügen über eine zuverlässige Feststellbremse für maximale Sicherheit während der Operation.
- **Ergonomisches Design:** Die Liegefläche ist anatomisch geformt und bietet optimalen Komfort für den Patienten. Sie ist leicht zu reinigen und aus widerstandsfähigen Materialien gefertigt, die den hohen hygienischen Anforderungen im medizinischen Bereich entsprechen.
- **Stabilität und Sicherheit:** Die robuste Konstruktion sorgt für eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität, auch bei längeren und anspruchsvollen Operationen. Der Tisch erfüllt alle relevanten medizinischen



Sicherheitsstandards und Normen.

- **Flexibilität:** Der Medifa Mat 5000 kann in verschiedenen Positionen arretiert werden, um chirurgische Zugänge bestmöglich zu ermöglichen. Die Liegefläche ist kompatibel mit gängigen OP-Zubehörteilen und Modulaufsätzen.
- **Bedienkomfort:** Intuitive Handhabung und einfache Verstellmöglichkeiten gewährleisten eine schnelle Anpassung an die Bedürfnisse des OP-Teams.

Anwendungsbereiche:

Der fahrbare OP-Tisch Medifa Mat 5000 Ref - 501020 eignet sich hervorragend für den Einsatz in Allgemein-, Viszeral-, Orthopädie- und Traumatologie-Operationen sowie in anderen chirurgischen Fachbereichen, in denen Mobilität und Flexibilität gefordert sind.

Fazit: Mit dem Medifa Mat 5000 erhalten Sie einen zuverlässigen, sicheren und vielseitigen OP-Tisch, der den hohen Anforderungen moderner Operationssäle gerecht wird. Seine Kombination aus Mobilität, Komfort und Stabilität macht ihn zu einer wertvollen Unterstützung für Chirurgen und OP-Personal.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

