



**MEDISON / SONOACE / SAMSUNG CONVEX**  
**C3-7ED /3 - 7 MHZ**

**SKU:** P082015-01 // BS092017 // EA092017 //  
BW032016

**1.599,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . C3-7ED

Frequenz: 3 - 7 Mhz

Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C3-7ED

Frequenz: 3 - 7 Mhz

Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 3 kg



## GALLERIE

