



MEDISON / SONOACE / SAMSUNG HL5-9ED
LINEAR 5 - 9 MHZ SCHILDDRÜSE MAMMA
SMALL PART

SKU: Q012016-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . HL5-9ED

Frequenz: 5 - 9 Mhz

Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung

für Sonoace X4; Sonoace 800; Sonoace PICO,
Sonoace 8800, Sonoace 6000, Sonoace 5500,

Linear 5 Mhz - 9 Mhz 40 mm

Anwendung : Schilddrüse, Small Parts, Mamma .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . HL5-9ED

Frequenz: 5 - 9 Mhz



Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung

für Sonoace X4; Sonoace 800; Sonoace PICO, Sonoace 8800, Sonoace 6000, Sonoace 5500,

Linear 5 Mhz - 9 Mhz 40 mm

Anwendung : Schilddrüse, Small Parts, Mamma .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

