



MEDIZIN ELEKTRONIK LÜNEBURG MILI - DIATHERMIE, TIEFENWÄRME FÜR DIE HNO

SKU: 06-022014

zzgl. [Versandkosten](#)

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [HNO Geräte](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kopfteil ist verstellbar
HF-Leistung . 250 Watt
Frequent 2450 MHz

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86



Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

