



## **MEDRAD MARK V PROVIS** **KONTRASTMITTELINJEKTIONSSYSTEM**

**SKU:** IH032025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Medrad Mark V ProVis** ist ein hochmodernes Kontrastmittelinjektionssystem, das präzise und kontrollierte Injektionen für diagnostische Bildgebungsverfahren ermöglicht. Es zeichnet sich durch intuitive Bedienung und zuverlässige Leistung aus, um eine sichere und effiziente Anwendung in der Radiologie zu gewährleisten.



---

**Categories:** [Kardiologie](#), [Radiologie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Medrad Mark V ProVis Kontrastmittelinjektionssystem** ist ein hochmodernes, zuverlässiges und präzises Gerät zur Injektion von Kontrastmitteln in der medizinischen Bildgebung. Es wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen moderner diagnostischer Verfahren wie der Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) und Angiographie zu erfüllen.

#### **Produktmerkmale und Vorteile:**

- **Präzise Dosierung:** Das System ermöglicht eine exakte Steuerung der Injektionsgeschwindigkeit und -menge, was eine optimale Bildqualität und diagnostische Aussagekraft gewährleistet.
- **Benutzerfreundliches Bedienfeld:** Das übersichtliche Touchscreen-Display unterstützt den Anwender mit intuitiven Menüs und voreingestellten Protokollen, die individuell angepasst werden können.
- **Flexibilität:** Geeignet für eine Vielzahl von Kontrastmitteln und Injektionsprotokollen, um den unterschiedlichen klinischen Anforderungen gerecht zu werden.
- **Sicherheitsfunktionen:** Das System verfügt über integrierte Sicherheitsmechanismen wie Drucküberwachung,



automatische Notstopp-Funktion und Alarme zur Vermeidung von Komplikationen während der Injektion.

- **Ergonomisches Design:** Kompaktes und mobiles Gerät, das sich leicht in verschiedene Untersuchungsumgebungen integrieren lässt.
- **Dokumentation und Integration:** Möglichkeit zur vollständigen Protokollierung der Injektionsparameter sowie Schnittstellen zur Anbindung an Krankenhausinformationssysteme (KIS) und Bildarchivierungssysteme (PACS).

### **Anwendungsbereiche:**

Das Medrad Mark V ProVis ist ideal für den Einsatz in:

- Radiologischen Abteilungen
- Klinischen Bildgebungszentren
- Interventionellen Radiologie
- Kardiologischen Untersuchungen

### **Zusammenfassung:**

Mit seiner hohen Präzision, Benutzerfreundlichkeit und umfangreichen Sicherheitsfunktionen unterstützt das *Medrad Mark V ProVis Kontrastmittelinjektionssystem* medizinisches Personal dabei, Kontrastmittelinjektionen sicher, effizient und patientenorientiert durchzuführen. Es trägt maßgeblich zur Verbesserung der Bildqualität und damit zur Diagnosesicherheit bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

