



[MEDTRONIC LIFEPAK 12 DEFI DEFIBRILATOR](#)

SKU: FW082025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Medtronic Lifepak 12 Defi Defibrillator ist ein zuverlässiges, tragbares Gerät zur schnellen Erkennung und Behandlung lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen. Mit benutzerfreundlicher Bedienoberfläche und präziser Defibrillation unterstützt es medizinisches Fachpersonal effektiv bei Notfalleinsätzen.



Categories: [Defibrillatoren](#), [Notfallversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medtronic Lifepak 12 Defi Defibrillator** ist ein hochmodernes, vielseitiges und zuverlässiges Gerät zur kardiologischen Notfallversorgung. Entwickelt für den Einsatz in Krankenhäusern, Rettungsdiensten und anderen medizinischen Notfallsituationen, bietet dieses Gerät eine umfassende Unterstützung bei der Überwachung, Defibrillation und Behandlung von Patienten mit lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen.

Funktionen und Merkmale:

- **Defibrillation:** Der Lifepak 12 ermöglicht sowohl manuelle als auch automatisierte biphasische Defibrillation mit variabler Energieanpassung, um eine effektive Therapie bei ventrikulären Tachykardien oder Kammerflimmern sicherzustellen.
- **Überwachung:** Umfassende Überwachungsfunktionen inklusive 3-Kanal-EKG, SpO₂, nicht invasivem Blutdruck (NIBP), endtidalem CO₂ (EtCO₂) und Temperatur bieten eine detaillierte Patientenbeurteilung in Echtzeit.
- **Synchronisierte Kardioversion:** Erlaubt die sichere und kontrollierte Behandlung tachykarder Arrhythmien durch synchronisierte Energieabgabe.
- **Pacing:** Externes temporäres Schrittmachen mit einstellbaren Frequenzen und Impulsstärken zur



Unterstützung bei Bradykardien.

- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit großem Farbdisplay, klaren Menüs und Quick-Select-Tasten zur schnellen und sicheren Anwendung unter Stressbedingungen.
- **Datenmanagement:** Integrierte Speicherfunktion für Patientendaten und Ereignisprotokolle mit der Möglichkeit zur Datenübertragung an Krankenhausinformationssysteme zur lückenlosen Dokumentation.
- **Robustheit und Mobilität:** Kompaktes und robustes Design, das den Anforderungen im Rettungsdienst und Klinikalltag standhält, inklusive wiederaufladbaren Batterien für lange Einsatzzeiten.

Technische Spezifikationen im Überblick:

- Energieabgabe: Biphasische Impulse, einstellbar von 2 bis 360 Joule
- Display: Farb-LCD mit EKG-Anzeige und Vitalparameter
- Überwachungsparameter: 3-Kanal-EKG, SpO₂, NIBP, EtCO₂, Temperatur
- Speicher: Interner Speicher für EKG- und Ereignisdaten
- Batterie: Wiederaufladbar, austauschbar, bis zu mehreren Stunden Einsatzdauer

Der **Medtronic Lifepak 12 Defi Defibrillator** erfüllt höchste medizinische Standards und ist nach internationalen Normen zertifiziert. Er unterstützt medizinisches Personal dabei, in kritischen Situationen schnell und präzise lebensrettende Maßnahmen durchzuführen. Seine Kombination aus fortschrittlicher Technik, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit macht ihn zu einem unverzichtbaren Instrument in der kardiologischen Notfallmedizin.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

