



## MELAG AUTOKLAV / STERILISATOR / DAMPFSTERILISATOR MELAG 23 /

**SKU:** T012013-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Melag Autoklav 23** ist ein zuverlässiger Dampfsterilisator, der eine effektive und sichere Sterilisation medizinischer Instrumente gewährleistet. Durch präzise Temperatur- und Druckregelung erfüllt er höchste Hygienestandards in Praxen und Laboren.



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Melag Autoklav 23** ist ein hochmoderner **Dampfsterilisator**, der speziell für die zuverlässige und effiziente Sterilisation von medizinischen Instrumenten und Materialien entwickelt wurde. Dieses Gerät erfüllt die höchsten Anforderungen an Hygiene und Sicherheit in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Labors und medizinischen Einrichtungen.

Mit seinem robusten und kompakten Design bietet der Melag Autoklav 23 eine benutzerfreundliche Bedienung sowie eine langlebige und wartungsarme Konstruktion. Die Sterilisation erfolgt durch **gesättigten Wasserdampf unter Druck**, was eine sichere Abtötung aller Mikroorganismen einschließlich Bakteriensporen garantiert.

### Wichtige Merkmale des Melag Autoklav 23:

- **Kapazität:** Optimale Größe für die Sterilisation von Instrumenten in kleinen bis mittleren Praxen.
- **Automatische Programme:** Verschiedene voreingestellte Sterilisationszyklen für unterschiedliche Instrumententypen und Anforderungen.
- **Präzise Temperatur- und Druckkontrolle:** Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Sterilisationsqualität.
- **Integrierte Trocknung:** Verlängert die Haltbarkeit der sterilisierten Instrumente und erleichtert die Handhabung.



- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit klaren Anzeigen und Steuerungselementen.
- **Sicherheitsfunktionen:** Umfassender Schutz gegen Überhitzung und Fehlfunktionen.
- **Wartungsfreundlichkeit:** Leicht zugängliche Komponenten für Reinigung und regelmäßige Wartung.

Der Melag Autoklav 23 entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien für die Sterilisation im medizinischen Bereich, wie der **DIN EN 13060**. Durch seine präzisen Sterilisationszyklen unterstützt er die Einhaltung der Hygienevorschriften und trägt maßgeblich zur Infektionsprävention bei.

Ob zur Sterilisation von chirurgischen Instrumenten, Dentalbesteck oder anderen medizinischen Geräten – der Melag Autoklav 23 ist eine vertrauenswürdige Lösung, die Sicherheit, Effizienz und Qualität in der Sterilisation vereint.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

