



MELAG CRT INCUBAT 80 BRUTKASTEN INKUBATOR WÄRMESCHRANK

SKU: U092014

zzgl. [Versandkosten](#)

Melag 80 / Bj 2000 / 230V / 50-60Hz / 120W

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Melag 80 / Bj 2000 / 230V / 50-60Hz / 120W

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

