



## **MELAG INCUBAT 85 BRUTSCHRANK** **(INKUBATOR)**

**SKU:** AH032015

zzgl. [Versandkosten](#)

Melag 80 / / 230V / 50-60Hz / 140W

Innen-Abmessungen Ca 15 x 30 x 16 cm ( Tiefe )

Außen Abmessungen Ca 27 x 42 x 18 cm ( Tiefe )

Leistung: 140 W, 50 Hz, 230 V

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Inkubatoren und Reanimation](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Normal



0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

*/\* Style Definitions \*/*

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}

Melag 80 / / 230V / 50-60Hz / 140W

Innen-Abmessungen Ca 15 x 30 x 16 cm ( Tiefe )

Außen Abmessungen Ca 27 x 42 x 18 cm ( Tiefe )

Leistung: 140 W, 50 Hz, 230 V



Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

