



MELAG INCUBAT 85 WÄRMESCHRANK

SKU: I082022

zzgl. [Versandkosten](#)

Melag 85 / / 230V / 50-60Hz / 140W

Vollfunktionsfähig

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Melag 85 / / 230V / 50-60Hz / 140W

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com



Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	8 kg
---------------	------



GALLERIE

