



MELAG MELAQUICK 12 **SCHNELLSTERILISATOR , AUTOKLAV**

SKU: AA012017-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Betriebsarten: - Sterilisation: Gesamtbetriebszeit 5,5-6,5 min
bei 2-2,2 bar / 134-136° C - Desinfektion: Gesamtbetriebszeit
6,5-8 min bei 0,2-0,3 bar / 105-107° C Vollautomatischer
Sterilisationsablauf:

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;



mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Betriebsarten: - Sterilisation: Gesamtbetriebszeit 5,5-6,5 min bei 2-2,2 bar / 134-136° C -

Desinfektion: Gesamtbetriebszeit 6,5-8 min bei 0,2-0,3 bar / 105-107° C Vollautomatischer Sterilisationsablauf:

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri", "sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

19 kg



GALLERIE

