



## **MELAG MELASEAL 101** **FOLIENSCHWEISSGERÄT**

**SKU:** DS122021

zzgl. [Versandkosten](#)

**VOLLFUNKTIONSFÄHIG**  
**IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND**  
**ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#)  
[und Zahnheilkunde](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Optimaler Anpressdruck beim Verschweißen durch beidseitige Druckbalken mit exzenterunterstützter Hebeldruckeinrichtung
- Betätigung des Hebels mit wahlweisem Einsatz von links oder rechts
- Ohne Anheizzeit immer sofort betriebsbereit
- Einschweißschienenbreite 250 mm (ermöglich auch Nutzung von mehreren schmalen Verpackungen in einem Arbeitsgang)
- Schweißnahtbreite 10 mm (vorgeschrieben nach DIN 58953 sind 8 mm)
- Bestätigung des Schweißvorgangs durch 2 Kontrollleuchten



- Mit Abschneidevorrichtung
- Regulierung der Schweißtemperatur mittels Drehknopf
- Maße (mit eingestecktem Betätigungshebel): 470 x 420 x 480 mm

**VOLLFUNKTIONSFÄHIG**  
**IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND**  
**ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

