



MELAG MELATRONIC 15 E AUTOKLAV INKL. TRAYHALTER + TABLETTS

SKU: I112012-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Gerät wird mit einem Trayhalter + Tablett geliefert

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bj 2003 / Inkl. Tablettalter / 03 Tablettts / 01 Handgriff

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256



Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

iserraum (Ø x Tiefe), Volumen	15 x 38 cm, 7 Liter
Instrumentarium	2 kg
Wassermenge pro Sterilisation	300 ml
Parameter Programm 1 (121°C)	121°C, 1bar, Sterilisierzeit 25 min
Parameter Programm2 (134°C)	134°C, 2bar, Sterilisierzeit 5 min
Gesamtbetriebszeit Programm 1	40 Minuten
Gesamtbetriebszeit Programm 1	25 Minuten
Gewicht	ca. 20 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

