



## MEMMERT SM 500 WÄRME UND TROCKENSCHRANK

**SKU:** H102015

**499,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Aussenabmessungen : 76 X 71 X 56 Cm Tiefe ( )  
Innenabmessungen . 56 x 48 x 38 Cm

Hersteller Memmert

Material Edelstahl

Nenntemperatur 220 Grad

Anschluss 220 Volt 2000 W

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Aussenabmessungen : 76 X 71 X 56 Cm Tiefe ( )  
Innenabmessungen . 56 x 48 x 38 Cm

Hersteller Memmert

Material Edelstahl



Nenntemperatur 220 Grad  
Anschluss 220 Volt 2000 W

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

