



MEMMERT TV 40 B, INKUBATOR
STERILISATOR WÄRMESCHRANK
TROCKENSCHRANK

SKU: AY112016

299,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Memmert Brutschrank TV 40b. Max. 60°C. 220 V. 50 Hz. 1,2 kW. Innenmaße 50x60x40 cm. 120 L. 2 Einlegeböden. 2 Flügeltüren. Zusätzliche Glastür. Analoge Anzeige. Sofort verfügbar.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com



Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	66 kg
---------------	-------



GALLERIE

