



MEMMERT UM 100
HEISLUFTSTERILISATOR,
TROCKENSTERILISATOR

SKU: ES042020

zzgl. [Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen: 220 V, 50-60 Hz, 2,6 A, 500 W.

Nenntemperatur: 220°C.

Regelbereich: 30 bis 220°C.

Mit 2 Einlagen.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 36,5 x 47 x 51,5 cm.

Innenraum (T)x(H)x(B): 17 x 24 x 32 cm.

Vollfunktionsfähig

Im sehr guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren,](#)
[Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Technische Spezifikationen: 220 V, 50-60 Hz, 2,6 A, 500 W.

Nenntemperatur: 220°C.

Regelbereich: 30 bis 220°C.



Mit 2 Einlagen.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 36,5 x 47 x 51,5 cm.

Innenraum (T)x(H)x(B): 17 x 24 x 32 cm.

Vollfunktionsfähig

Im sehr guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

