



MEMMERT UNP 600 INCUBATOR **WÄRMESCHRANK 250°C 256L VOLUMEN**

SKU: GN102024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Memmert UNP 600 Inkubator ist ein präziser Wärmeschrank mit einem Temperaturbereich bis 250°C und einem großzügigen Volumen von 256 Litern, ideal für medizinische und wissenschaftliche Anwendungen. Er gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zuverlässige Temperaturkontrolle für optimale Ergebnisse.



Categories: [Laborequipment](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

