



[MEMMERT WNB 10 - WNB10 LABOR-WASSERBAD](#)

SKU: BL112025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Memmert WNB 10 Labor-Wasserbad bietet präzise Temperaturregelung und gleichmäßige Wärmeverteilung für zuverlässige Laboranwendungen. Mit robustem Edelstahlbecken und benutzerfreundlicher Steuerung ist es ideal für konstante Temperierung im wissenschaftlichen Umfeld.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Memmert WNB 10 Labor-Wasserbad** ist ein präzises und zuverlässiges Gerät, das speziell für den Einsatz in Laboren, Forschungseinrichtungen und der Qualitätskontrolle entwickelt wurde. Es bietet eine optimale Temperaturstabilität und gleichmäßige Wärmeverteilung, was es ideal für verschiedenste Anwendungen macht, bei denen eine kontrollierte Erwärmung von Proben erforderlich ist.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Temperaturbereich:** Das Wasserbad ermöglicht eine präzise Einstellung der Temperatur von +20 °C über Raumtemperatur bis zu 100 °C, wodurch vielfältige Anwendungen abgedeckt werden können.
- **Exakte Temperaturregelung:** Dank eines integrierten, mikroprozessorgesteuerten Temperaturreglers wird eine hohe Genauigkeit und Stabilität gewährleistet, um reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.
- **Gleichmäßige Wärmeverteilung:** Die Konstruktion mit einem leistungsfähigen Heizsystem sorgt für eine homogene Temperatur im gesamten Bad, wodurch lokale Überhitzungen vermieden werden.
- **Robuste Bauweise:** Das Gehäuse aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Material garantiert eine lange



Lebensdauer und einfache Reinigung.

- **Benutzerfreundlichkeit:** Ein übersichtliches Bedienfeld ermöglicht eine einfache und intuitive Einstellung der Parameter sowie die Überwachung der aktuellen Werte.
- **Sicherheitsfunktionen:** Das Gerät ist mit Übertemperaturschutz und anderen Sicherheitsmechanismen ausgestattet, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche:

- Erwärmung und Inkubation von Proben in der Chemie, Biologie und Medizin
- Enzymatische Reaktionen und Verdauungsprozesse
- Qualitätskontrolle und Materialprüfung
- Kalibrierung und Vorbereitung von Laborausrüstung

Das Memmert WNB 10 Labor-Wasserbad überzeugt durch seine präzise Temperatureinstellung und seine robuste, langlebige Bauweise. Es ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle, die im Laborbereich höchste Anforderungen an die Temperaturkontrolle stellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

