



[METRONIK BLUTDRUCK-MONITOR BL-6 FÜR ERGOMETRIE](#)

SKU: JM032025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Metronik Blutdruck-Monitor BL-6 für Ergometrie ist ein präzises und zuverlässiges Gerät zur kontinuierlichen Blutdruckmessung während Belastungstests. Dank seiner robusten Bauweise und benutzerfreundlichen Bedienung gewährleistet es exakte Messwerte in klinischen und sportmedizinischen Anwendungen.



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Metronik Blutdruck-Monitor BL-6 für Ergometrie** ist ein hochpräzises medizinisches Messgerät, das speziell für die kontinuierliche Blutdrucküberwachung während ergometrischer Belastungstests entwickelt wurde. Dieses Gerät erfüllt höchste Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Diagnostik und Therapieplanung kardiovaskulärer Erkrankungen.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Präzise Blutdruckmessung:** Der BL-6 verwendet eine oszillometrische Messmethode, die für ihre Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bekannt ist.
- **Ergometrie-Integration:** Speziell konzipiert für den Einsatz während Belastungstests auf dem Ergometer, ermöglicht das Gerät eine kontinuierliche Blutdrucküberwachung unter körperlicher Anstrengung.
- **Robuste Bauweise:** Das Gerät ist für den Einsatz in klinischen Umgebungen ausgelegt, mit einem ergonomischen Design, das sowohl Bedienkomfort als auch Langlebigkeit gewährleistet.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit klaren Anzeigen erleichtert das Handling während



komplexer Untersuchungen.

- **Datenmanagement:** Speicherung und Übertragung der Messwerte zur weiteren Analyse und Dokumentation möglich, kompatibel mit gängigen medizinischen Softwaresystemen.
- **Sicherheitsmerkmale:** Automatische Erkennung von Messfehlern und Warnhinweise gewährleisten zuverlässige Ergebnisse.

Anwendungsbereiche:

- Klinische Ergometrie zur kardiologischen Diagnostik
- Überwachung des Blutdrucks während Belastungstests
- Forschung im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Rehabilitationszentren und Sportmedizin

Der Metronik Blutdruck-Monitor BL-6 unterstützt Fachärzte dabei, belastungsabhängige Blutdruckveränderungen exakt zu erfassen und damit eine fundierte Beurteilung der Herz-Kreislauf-Funktion zu ermöglichen. Durch seine zuverlässige Messtechnik und die Integration in ergometrische Systeme stellt er eine unverzichtbare Komponente in der modernen kardiologischen Diagnostik dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

