



MIELE E391 06/44 EINSATZ , KORB

SKU: Z032015

599,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Geeignet für Miele Desinfektoren ,
E391; 06/44

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Geeignet für Miele Desinfektoren ,

E391; 06/44

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86



Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

