



## **MIELE G 7783 CD - REINIGUNGSAUTOMAT - DESINFEKTIONSAUTOMAT**

**SKU:** G112014-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Miele Kompakt-Desinfektor G 7783 CD. 400 V. 9,7 kW.  
Anschluss für Warm-, Kalt- und VE-Wasser. Reinigerdosierung.  
Trockenaggregat. Ober- und Unterkorb

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                    0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone        0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro                0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                        0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Miele Kompakt-Desinfektor G 7783 CD. 400 V. 9,7 kW. Anschluss für Warm-, Kalt- und VE-Wasser. Reinigerdosierung. Trockenaggregat. Ober- und Unterkorb

Normal

0



21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/\* Style Definitions \*/

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri",sans-serif;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

