



[MIELE G 7836 - G7836 - GG 03 DESINFektionsAUTOMAT](#)

SKU: FR082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Miele G 7836 - G7836 - GG 03 Desinfektionsautomat** ist ein hochmodernes Gerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen und zahnmedizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses System gewährleistet eine zuverlässige und effiziente thermische Desinfektion von Instrumenten, um höchste Hygienestandards zu erfüllen und das Risiko von Infektionen zu minimieren.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Effiziente thermische Desinfektion:** Der G 7836 verwendet eine präzise Temperatur- und Zeitsteuerung, die eine vollständige Inaktivierung von Mikroorganismen sicherstellt.
- **Vielseitige Beladungsmöglichkeiten:** Dank flexibler Korb- und Halterungssysteme können verschiedenste Instrumententypen und -größen optimal positioniert werden.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente und ein übersichtliches Display ermöglichen eine einfache Programmwahl und -überwachung.
- **Moderne Dokumentationsmöglichkeiten:** Integrierte Schnittstellen erlauben die Erfassung und Archivierung von Desinfektionsprotokollen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb auch bei intensivem Einsatz.

Technische Details:

- Desinfektionsverfahren: Thermisch (Heißluft und Wasserdampf)
- Temperaturbereich: Präzise einstellbar, abgestimmt auf unterschiedliche Instrumententypen
- Programmvierfalt: Mehrere voreingestellte und individuelle Programme verfügbar



- Sicherheitsfunktionen: Automatische Türverriegelung während des Betriebs, Temperatur- und Drucküberwachung
- Maße und Kapazität: Kompakte Bauform mit großzügigem Innenraum für effiziente Beladung

Der **Miele G 7836 - G7836 - GG 03 Desinfektionsautomat** stellt eine ausgezeichnete Lösung für Einrichtungen dar, die höchste Anforderungen an die Instrumentendesinfektion stellen. Durch seine Kombination aus modernster Technologie, einfacher Handhabung und umfassender Sicherheit unterstützt er medizinisches Personal dabei, optimale Hygienebedingungen zu gewährleisten und den Patienten- sowie Mitarbeiterschutz nachhaltig zu verbessern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

