



**MIELE G 7882 REINIGUNGSAUTOMAT -
DESINFEKTIONSAUTOMAT INKL DOS G60
DOSIERPUMPE**

SKU: 15-062014

zzgl. [Versandkosten](#)

Spülmaschine / Desinfektor für den Einsatz in Praxis,
Krankenhaus, Labor, etc Das Gerät ist in Topzustand.

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Spülmaschine / Desinfektor für den Einsatz in Praxis, Krankenhaus, Labor, etc Das Gerät ist in Topzustand.

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

