



[MIELE GG06 GG 06 - PG 8057TD U AE](#)

SKU: CG062025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Labor](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Miele GG06 (PG 8057TD U AE)** ist ein hochwertiges, professionelles Gläser- und Geschirrspülgerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Labors und Krankenhäusern entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert modernste Reinigungstechnologien mit hoher Zuverlässigkeit und Effizienz, um höchste Hygienestandards zu gewährleisten.

Leistungsmerkmale:

- **Effiziente Reinigung:** Der Miele GG06 nutzt ein ausgeklügeltes Spülsystem, das selbst hartnäckige Verschmutzungen sicher entfernt und eine gründliche Keimreduktion garantiert.
- **Hygienische Sicherheit:** Dank spezieller Desinfektionsprogramme und temperaturkontrollierter Spülzyklen wird eine zuverlässige thermische Desinfektion erreicht, die den Anforderungen medizinischer Hygienevorschriften entspricht.
- **Vielseitigkeit:** Das Gerät ist für verschiedenste Glas- und Geschirrrarten geeignet und verfügt über anpassbare Spülprogramme, die auf unterschiedliche Verschmutzungsgrade und Materialien abgestimmt sind.
- **Einfache Bedienung:** Eine benutzerfreundliche Steuerung mit übersichtlichem Display ermöglicht eine intuitive Bedienung und einfache Auswahl der gewünschten Spülprogramme.
- **Langlebigkeit und Qualität:** Miele steht für robuste Bauweise und hochwertige Materialien, die auch bei häufigem Gebrauch in medizinischen Einrichtungen eine lange Lebensdauer gewährleisten.

Technische Details im Überblick:

- Maße: Kompakte Bauweise für eine platzsparende Integration in bestehende Arbeitsbereiche
- Spülprogramme: Mehrere voreingestellte Programme inklusive Schnellspülen, Intensivspülen und Desinfektionsspülen



- Wasser- und Energieeffizienz: Optimierter Verbrauch für nachhaltigen Betrieb
- Filter- und Wassermanagement: Integrierte Filtersysteme zur Vermeidung von Rückständen und zur Sicherstellung einer konstant hohen Wasserqualität
- Sicherheitsfunktionen: Automatische Türverriegelung während des Betriebs und Überwachung der Spültemperaturen

Der **Miele GG06 (PG 8057TD U AE)** ist somit die ideale Lösung für medizinische Einrichtungen, die Wert auf eine zuverlässige, hygienisch einwandfreie Reinigung von Glas- und Geschirrartikeln legen. Er unterstützt die Einhaltung strenger Hygienevorschriften und trägt maßgeblich zur Infektionsprävention bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

