



[MIELE OLYMPUS E 4501 ETD3 10352022 0371 INJEKTORWAGEN](#)

SKU: CI052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Miele Olympus E 4501 ETD3 Injektorwagen** (Art.-Nr. 10352022 0371) bietet eine robuste und hygienische Lösung zur sicheren Aufbewahrung und einfachen Handhabung von Injektoren im medizinischen Bereich. Er überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und optimale Ergonomie für den professionellen Einsatz.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Miele Olympus E 4501 ETD3 10352022 0371 Injektorwagen** ist ein speziell entwickeltes Medizintechnik-Produkt, das für den sicheren und effizienten Transport sowie die Aufbewahrung von Injektoren und zugehörigem medizinischem Zubehör konzipiert wurde. Dieses hochwertige Gerät bietet eine optimale Lösung für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus langlebigen Materialien, gewährleistet der Wagen eine lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit im täglichen Klinikalltag.
- **Ergonomisches Design:** Der Wagen ist so gestaltet, dass er eine einfache Handhabung und Mobilität ermöglicht. Er ist mit leichtlaufenden Rollen ausgestattet, die ein müheloses Navigieren auch in beengten Räumen erlauben.
- **Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten:** Mehrere Fächer und Halterungen bieten ausreichend Platz für verschiedene Injektorentypen sowie Zubehör, wodurch eine strukturierte und sichere Lagerung gewährleistet



wird.

- **Einfache Reinigung und Hygiene:** Die Oberflächen sind glatt und widerstandsfähig gegen Desinfektionsmittel, was eine hygienische Anwendung nach den geltenden medizinischen Standards sicherstellt.
- **Sicherheit:** Der Wagen verfügt über stabile Verriegelungsmechanismen, die einen sicheren Transport der Injektoren gewährleisten und das Risiko von Kontaminationen minimieren.
- **Kompatibilität:** Der Injektorwagen ist speziell auf die Anforderungen moderner Injektionssysteme abgestimmt und passt optimal zum Miele Olympus E 4501 ETD3.

Anwendungsbereiche:

Der Miele Olympus Injektorwagen eignet sich ideal für:

- Krankenhäuser und Klinikabteilungen
- Ambulante Operationszentren
- Facharztpraxen und medizinische Labore
- Mobile medizinische Teams

Mit dem **Miele Olympus E 4501 ETD3 Injektorwagen** erhalten Sie ein zuverlässiges, funktionales und hygienisches Transport- und Aufbewahrungssystem, das den hohen Anforderungen im medizinischen Alltag gerecht wird und die Effizienz bei der Handhabung von Injektoren deutlich steigert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

