



MIKROWELLENTHERAPIEGERÄT //
MIKROWELLENTHERAPIE PRIMEDIC THERM
M300 KURZWELLE

SKU: 10-032014

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Physikalische Therapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wärmetherapiegerät // Mikrowellentherapiegerät

PRIMEDIC THERM **M 300**

Mikroprozessor Steuerung; Arbeitsfrequenz 2450 MHz; Betriebsarten(Kontinuierlicher Betrieb:Leistung 0-250 Watt; Impulsbetrieb-Einstellparameter:Impuls/Pausenzeitverhältnis in 9 Stufen/Spitzenleistung 0-1000 Watt. Displayanzeige von Spitzenleistung;Effektivleistung;Impuls-/Pausenzeitverhältnis;Behandlungszeit-Zeitschaltuhr 0-30Minuten



Netzspannung 220V/50HZ
Schutzklasse I Typ BF(nach CEI 62-17;IEC 601-1
Leistungsaufnahme:600VA
Maße/Gewicht- 53x33x79cm.....40 kg

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

