



[MINDRAY BENEHEART D1 DEFI DEFIBRILATOR](#)

SKU: DH092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Defibrillator](#), [Notfallversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Mindray BeneHeart D1 Defibrillator** ist ein hochmodernes, tragbares Gerät, das speziell für den Einsatz in Notfallsituationen zur Wiederherstellung eines normalen Herzrhythmus entwickelt wurde. Dieses kompakte und benutzerfreundliche Gerät kombiniert zuverlässige Defibrillationstechnologie mit fortschrittlicher Überwachung, um medizinisches Personal bei der effizienten Behandlung von Patienten mit lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen zu unterstützen.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Automatisierte externe Defibrillation (AED):** Der BeneHeart D1 bietet sowohl manuelle als auch automatisierte Defibrillationsmodi, was ihn flexibel für den Einsatz durch geschulte Ersthelfer und medizinisches Fachpersonal macht.
- **Multifunktionale Überwachung:** Integrierte Funktionen wie EKG-Überwachung, Pulsfrequenzmessung und SpO2 ermöglichen eine umfassende Patientenbeurteilung in Echtzeit.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Ein großes, gut ablesbares Farbdisplay zeigt klare Anweisungen und Vitalparameter an, unterstützt von Sprachanweisungen zur sicheren und schnellen Anwendung.
- **Effiziente Energieversorgung:** Der Defibrillator verfügt über eine leistungsstarke Batterie mit langer Laufzeit,

die schnelle Ladezeiten und eine hohe Anzahl von Defibrillationszyklen gewährleistet.

- **Robustes Design:** Das Gerät ist stoßfest, leicht zu reinigen und für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen – von Krankenhäusern bis zum Rettungsdienst – konzipiert.
- **Datenspeicherung und -übertragung:** Ereignisse und Behandlungsdaten können gespeichert und über USB oder kabellos übertragen werden, um eine lückenlose Dokumentation und Analyse zu ermöglichen.

Anwendungsbereiche:

Der Mindray BeneHeart D1 eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Krankenhäusern und Kliniken
- Rettungsdiensten und Notfallmedizin
- Ambulanten Einrichtungen und Pflegeheimen
- Öffentlichen Einrichtungen und Arbeitsplätzen

Technische Spezifikationen (Auszug):

- Defibrillationsenergie: Bis zu 360 Joule biphasisch
- Display: Farb-LCD mit Touchscreen
- Batterielebensdauer: Bis zu 6 Stunden Dauereinsatz
- Gewicht: Ca. 3,5 kg
- Abmessungen: Kompakt und ergonomisch für einfachen Transport

Der **Mindray BeneHeart D1 Defibrillator** ist ein zuverlässiges, effizientes und anwenderfreundliches Gerät, das höchste Sicherheit und Effektivität bei der Behandlung von Herzstillstand gewährleistet. Dank seiner innovativen Technologie und benutzerorientierten Funktionen unterstützt er medizinisches Fachpersonal dabei, Leben zu retten und die Behandlungsergebnisse signifikant zu verbessern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

