



MITSUBISHI P91 P 91 MONOCHROM THERMAL DRUCKER PRINTER

SKU: DE072025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Drucker](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Mitsubishi P91 P 91 Monochrom Thermal Drucker** ist ein hochleistungsfähiger Thermodrucker, der speziell für den Einsatz in medizinischen und professionellen Umgebungen entwickelt wurde. Er überzeugt durch seine zuverlässige Druckqualität, schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine kompakte Bauweise, die ihn ideal für den Einsatz in beengten Räumen macht.

Hauptmerkmale:

- **Monochrom-Thermodrucktechnologie:** Ermöglicht gestochen scharfe, klare Ausdrücke ohne Farbverzerrungen, ideal für die Darstellung von Texten, Barcodes und Grafiken.
- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Bietet eine effiziente Ausgabe, die den Anforderungen im medizinischen Bereich gerecht wird, wo Zeit und Präzision entscheidend sind.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Der Mitsubishi P91 ist für einen dauerhaften Betrieb konzipiert und minimiert Ausfallzeiten durch robuste Komponenten und langlebige Druckmechanik.
- **Benutzerfreundliche Schnittstellen:** Unterstützt Standardanschlüsse, die eine einfache Integration in bestehende IT-Systeme und medizinische Geräte gewährleisten.
- **Kompaktes Design:** Spart Platz und lässt sich problemlos in Arbeitsstationen, Labors oder an Patientenmonitoren installieren.

Anwendungsbereiche:

- Druck von medizinischen Befunden und Testergebnissen
- Etikettierung von Proben, Medikamenten und Patientenunterlagen
- Erstellung von Barcodes für die Nachverfolgung und Identifikation



- Integration in medizinische Diagnose- und Überwachungssysteme

Dank seiner präzisen Drucktechnik und robusten Bauweise ist der **Mitsubishi P91 Monochrom Thermal Drucker** eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Einrichtungen, Labore und andere professionelle Umgebungen, in denen zuverlässige Dokumentation und Kennzeichnung essenziell sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

