



MMS PE05-7CIMB0532 - MEDIZINISCHES MESSSYSTEM UND FLUSS ANALYSE

SKU: CR092025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **MMS PE05-7cimbo532** ist ein hochmodernes **medizinisches Messsystem**, das speziell für die präzise **Flussanalyse** entwickelt wurde. Dieses System bietet eine zuverlässige und genaue Erfassung physiologischer Flussparameter, die in verschiedenen klinischen und diagnostischen Anwendungen unerlässlich sind.

Das Gerät zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Präzise Messung:** Das MMS PE05-7cimbo532 ermöglicht eine exakte Erfassung von Blut- oder Flüssigkeitsströmungen mit hoher Auflösung und minimalem Messfehler.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für kardiologische, neurologische und andere medizinische Untersuchungen, bei denen Flussmessungen entscheidend sind.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Software mit klarer Visualisierung der Messergebnisse, unterstützt durch umfangreiche Analysefunktionen.
- **Echtzeit-Datenverarbeitung:** Sofortige Auswertung und Darstellung der Flussdaten ermöglichen eine schnelle klinische Entscheidungsfindung.
- **Robustes Design:** Hochwertige Materialien und eine kompakte Bauweise gewährleisten Langlebigkeit und einfache Handhabung im Praxis- und Krankenhausalltag.



- **Kompatibilität:** Integration mit gängigen medizinischen Informationssystemen (MIS) und Datenmanagementplattformen zur effizienten Dokumentation und Archivierung.

Das MMS PE05-7cimb0532 unterstützt Ärzte und medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und Therapieentscheidungen auf einer soliden Datenbasis zu treffen. Durch die Kombination aus technischer Innovation und anwenderorientiertem Design stellt dieses Messsystem eine wertvolle Ergänzung für jede medizinische Einrichtung dar.

Technische Daten und Anwendungsbereiche im Überblick:

- Messgenauigkeit: Hochpräzise Sensortechnologie mit geringer Abweichung
- Messparameter: Volumenstrom, Geschwindigkeit und Flussrichtung
- Anwendungsgebiete: Kardiologie, Neurologie, Gefäßdiagnostik, Intensivmedizin
- Datenausgabe: Digital, kompatibel mit gängigen Schnittstellen (USB, Ethernet)
- Software: Inklusive Analyse- und Reportingtools zur Unterstützung klinischer Workflows

Mit dem MMS PE05-7cimb0532 erhalten Sie ein zuverlässiges, präzises und vielseitiges Messsystem, das höchste Ansprüche an die medizinische Flussanalyse erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

