



MOCOM MILLENNIUM BM B- AUTOKLAV

SKU: H052013

2.140,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Inkl. 02 Tablets , Silikon-Schlauch & Printer

Sehr gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#)
[und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Millennium Bµ bietet eine große Auswahl an Sterilisationszyklen des Typs B, S, N, die alle das Vorvakuum und die Trocknungsphase umfassen, damit die unterschiedlichen Sterilisationsanforderungen sicher und außergewöhnlich schnell erfüllt werden können.

Sterilisationsprogrammen, die vom Bediener individuell einstellbar sind. Weiters hat der Millennium Bµ über zwei Testprogramme - Helix / B&D Test und Vakuumtest. Es besteht die Möglichkeit zum Anschluss an eine Wasseraufbereitungsanlage (automatische Wasserzufuhr) und Direktentleerung an das Abwassernetz. Ebenfalls verfügt der Millennium Bµ über eine PC-Schnittstelle zur Speicherung der Zyklusdaten.



Inkl. 02 Tablettts, Silikonschlauch & Printer

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

